




UD-80W74NF 無負荷時庫内温度推移(外気温+23°C)



持続時間	a	-60°C以下	b	-20°C以下
蓄冷剤	4個	予冷48時間	8個	予冷48時間
測定点①	a	1時間19分	a	1時間40分
庫内中心	b	13時間53分	b	24時間51分
測定点②	a	2時間11分	a	2時間37分
ストレージボックス	b	23時間56分	b	35時間40分
測定点③	a	1時間35分	a	2時間8分
蓄冷剤直上	b	21時間31分	b	34時間18分



蓄冷剤配置図



測定点②詳細

- ・ ストレージボックスに水道水1mlを入れたバイアルを15本収納。図1、図2参照
- ・ 蓄冷剤直上に配置。蓄冷剤配置図、図3参照

ストレージボックス : ザルスタット社製 95.31004.012 W135×D135×H53 ×1個  
バイアル : サーマフィッシャー社製 NUNC 1ml ×15本

